

Anti-Kpna4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 000629

Artikelnummer: CM0024048



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes KPNA4 (Importin-Untereinheit alpha-3) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Kerntransport- und Importassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	QIP1; SRP3; IPOA3; KPNA4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3840
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von humanem KPNA4 (NP_002259.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	000629
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel