

Anti-Kpna5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15131

Artikelnummer: CM0029347



Einführung

KPNA5 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen humanes KPNA5 (Importin-Untereinheit alpha-6) erzeugt wurde. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Kerntransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SRP6; IPOA6; KPNA5
Spezies	Human
Gen-ID	3841
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von humanem KPNA5 (NP_002260.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15131
Protein-Gewicht	61 kDa
Versand	Eistasche