

Monoklonaler Anti-Kpna6-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60684

Artikelnummer: CM0006991



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes KPNA6 (Importin alpha-7). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Erkennt eine Bande von etwa 60 kDa. Geeignet für Untersuchungen zum Import und Transport von Kernproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA6-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	IPOA7; KPNA6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23633
GeneID	23633
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60684
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku