

Monoklonaler Anti-Kpna6-Antikörper Für Wb - O60684

Artikelnummer: CM0006846



Einführung

KPNA6 Rabbit PolymAb® ist ein monoklonaler Antikörper, der für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Er reagiert mit humanem, murinem und Ratten-KPNA6 (Importin-Alpha-7), einem Adapterprotein für den nukleären Import. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA6 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	IPOA7; KPNA6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23633
Gen-ID	23633
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 69-169 des humanen KPNA6 (NP_036448.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60684
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku