

Anti-Kpna6 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60684

Artikelnummer: CM0006987



Einführung

KPNA6 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Importin alpha-7, einen zentralen Kerntransportadapter, und ermöglicht zuverlässige Studien zum nukleozytoplasmatischen Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	IPOA7; KPNA6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23633
GenID	23633
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 69-169 von menschlichem KPNA6 (NP_036448.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60684
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel