

Anti-Kpna6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60684

Artikelnummer: CM0025467



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Importin-Untereinheit alpha-7 (KPNA6). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben, ideal für Studien zum Kerntransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNA6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IPOA7; KPNA6
Spezies	Human
GeneID (Human)	23633
GeneID	23633
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 277-536 von humanem KPNA6 (NP_036448.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O60684
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel