

Anti-Kpnb1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14974

Artikelnummer: CM0007710



Einführung

Dieser KPNB1 Kaninchen monoklonaler Antikörper (Q14974) ist für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA validiert und kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Importin-beta-1-vermittelten Kernimport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNB1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3837
GeneID	3837
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 des menschlichen KPNB1 entspricht (NP_002256.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14974
Proteinmasse	97 kDa
Versand	Eisbeutel