

Anti-Kras+Hras+Nras Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01111/P01112/P01116

Artikelnummer: CM0003643



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen KRAS, HRAS und NRAS für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Ras-Signalweg- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KRAS+HRAS+NRAS Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
Spezies	Human
GeneID (Human)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-188 von humanem NRAS (P01111) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01111/P01112/P01116
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eistasche