

Anti-Kras+Hras+Nras Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P01111/P01112/P01116

Artikelnummer: CM0007717



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen KRAS, HRAS und NRAS. Geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für RAS-MAPK-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KRAS+HRAS+NRAS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; RALD; RASK2; c-Ki-ras2; KRAS+HRAS+NRAS
Spezies	Human
GeneID (Human)	4893/3845/3845
GeneID	4893/3265/3845
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Ras (P01111) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01111/P01112/P01116
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eistasche