


Anti-Kremen1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Mu8

Artikelnummer: CM0015123



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes KREMEN1, validiert für WB und ELISA. Erkennt KREMEN1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Wnt/ β -Catenin-Signalweg, Entwicklung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KREMEN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	KRM1; ECTD13; KREMEN; KREMEN1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	83999
Gen-ID	83999
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 180-380 von humanem KREMEN1 (NP_001034659.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96MU8
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel