


Anti-Krr1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13601

Artikelnummer: CM0026006



Einführung

KRR1 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Zielt auf die Komponente der kleinen Untereinheit-Prozessom ab, die an der Ribosom-Biogenese beteiligt ist. Validiert in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu Nukleolus und rRNA-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KRR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HRB2; RIP-1; KRR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11103
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-381 von menschlichem KRR1 (NP_008974.5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13601
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel