


Anti-Krt10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P13645

Artikelnummer: CM0024753



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Keratin 10 (KRT10/CK10) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA. Für Studien zu Intermediärfilamenten, epidermaler Differenzierung und Keratinozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KRT10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; KRT10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3858
Gen-ID	3858
Immunogen	Synthetisches Peptid von humanem KRT10 (aa 350-460, NP_000412.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13645
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel