

Polyklonaler Anti-Krt3-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P12035

Artikelnummer: CM0013853

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes KRT3, ein korneaepithelspezifisches Typ-II-Keratin, das mit KRT12 ein Paar bildet. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal zur Untersuchung von Intermediärfilament-Netzwerken und Hornhautdystrophien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Polyklonaler Anti-KRT3-Antikörper
Bemerkungen/Alias	K3; CK3; MECD2; KRT3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3850
GeneID	3850
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 230-390 des humanen KRT3 entspricht (NP_476429.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12035
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel