

Anti-Krt81 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14533

Artikelnummer: CM0030747

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KRT81 (Keratin-81) für Western Blot und ELISA Anwendungen. Ideal für Studien zu Haar-Keratins-Intermediärfilamenten; kreuzreagiert mit Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KRT81 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HB1; K81; Hb-1; KRTHB1; MLN137; ghHkb1; hHAKB2-1; KRT81
Art	Mensch
Gen-ID	3887
Immunogen	Ein synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem KRT81 (NP_002272.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14533
Proteinmasse	55 kDa
Versand	Eisbeutel