

Anti-Ktn1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86Up2

Artikelnummer: CM0013209

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KTN1 (Kinectin), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von kinesin-getriebener Vesikelbeweglichkeit, Integrin-Adhäsion und ER-Membranbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KTN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CG1; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3895
GenID	3895
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem KTN1 (NP_001072989.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86UP2
Proteingewicht	156 kDa
Versand	Eisbeutel