

Anti-Ktn1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Up2

Artikelnummer: CM0027026

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KTN1 (Kinetin, Kinesin-Rezeptor), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt das ~156 kDa ER-Membranprotein, das an Vesikelmotilität und Zelladhäsion beteiligt ist. Kreuzreagiert mit human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KTN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CG1; KNT; MU-RMS-40.19; KTN1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3895
GeneID	3895
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem KTN1 entspricht (NP_001072989.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q86UP2
Protein-Gewicht	156kDa
Versand	Eisbeutel