

Anti-Ku70-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12956

Artikelnummer: CM0002079



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Ku70 (XRCC6) für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wichtiges Werkzeug für die Erforschung der DNA-Doppelstrangbruchreparatur und des NHEJ-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ku70-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ML8, KU70, TLAA, CTC75, CTCBF, G22P1, Ku70
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	2547
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-609 von humanem Ku70 (P12956) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12956
Proteingewicht	70kDa
Versand	Kühltasche