

Anti-Ku70 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12956

Artikelnummer: CM0015544



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Ku70 (XRCC6). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für DNA-Reparaturforschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Ku70 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70
Spezies	Human
GeneID (Human)	2547
GeneID	2547
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 408-609 von humanem Ku70 (NP_001460.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P12956
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Eistasche