

## Anti-Ku70 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P12956

Artikelnummer: CM0026912



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Ku70 (XRCC6), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu DNA-Reparatur und dem NHEJ-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Ku70 Kaninchen pAb                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | ML8; KU70; TLAA; CTC75; CTCBF; G22P1; Ku70                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                            |
| Gen-ID            | 2547 (Mensch)                                                                                                     |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz im Bereich der Aminosäuren 501-600 von humanem Ku70 (NP_001460.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                               |
| SWISS             | P12956                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 70 kDa                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                         |