


Anti-Ku80 Monoklonaler Antikörper Für Elisa, If/Icc, Ihc-P, Ip, Wb - P13010

Artikelnummer: CM0005433



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Ku80 (XRCC5). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Geeignet für NHEJ-, DNA-Reparatur- und Telomererhaltungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] Ku80 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7520
Gen-ID	7520
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 543-732 von humanem Ku80 (NP_066964.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13010
Protein-Gewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel