

Polyklonaler Anti-Ku80-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27641

Artikelnummer: CM0022098

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen Ku80 der Maus, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Nützlich für die DNA-Reparatur- und Telomerforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ku80-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	Ku80; Ku86; CTC85; CTCBF
Art	Maus
GeneID (Mensch)	7520
GeneID	22596
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 543-732 von Ku80 der Maus (NP_033559.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P27641
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku