


Anti-Ku80 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13010

Artikelnummer: CM0028570



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Ku80 (XRCC5) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt eine Bande bei 83 kDa. Geeignet für DNA-Reparatur, NHEJ und Telomerforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ku80 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7520
Gen-ID	7520
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 543-732 von menschlichem Ku80 (NP_066964.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13010
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel