

Anti-Ku80-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13010

Artikelnummer: CM0002787



Einführung

Ku80-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA in humanen Proben. Zielt auf das DNA-Reparaturprotein Ku80 / XRCC5 für NHEJ- und V(D)J-Rekombinationsforschung. IVD-Rohmaterial von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ku80-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	KU80; KUB2; Ku86; NFIV; KARP1; KARP-1; Ku80
Spezies	Mensch
GeneID	7520
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 633-732 von humanem Ku80 (P13010) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13010
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel