

Anti-Kynu Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16719

Artikelnummer: CM0004198



Einführung

Dieser monoklonale Kaninchenantikörper zielt auf die menschliche Kynureninase (KYNU), ein Schlüsselenzym beim Tryptophankatabolismus. Er ist geeignet für Western Blot und ELISA, das Immunogen stammt aus rekombinantem Protein. Kreuzreaktivität: Mensch. Detektiert Banden bei 34 kDa und 52 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KYNU Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KYNU; KYNUU; Kynureninase
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8942
GeneID	8942
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-465 des menschlichen KYNU (NP_003928.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16719
Proteingewicht	34 kDa/52 kDa
Versand	Eisbeutel