


Anti-L-Plastin/Lcp1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13796

Artikelnummer: CM0011135



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes L-Plastin/LCP1 (Plastin-2), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Geeignet für Studien zur T-Zell-Aktivierung, zum Aktin-Zytoskelett und zur Immunzellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	L-Plastin/LCP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3936
Gen-ID	3936
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 528-627 von humanem L-Plastin/LCP1 (P13796) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13796
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel