


Anti-L-Plastin/Lcp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P13796

Artikelnummer: CM0030189



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes L-Plastin/LCP1 (Plastin-2, LCP-1). Validiert für WB, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Immunologie- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	L-Plastin/LCP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN; L-Plastin/LCP1
Spezifität	Human
GeneID	3936
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 von humanem L-Plastin/LCP1 (NP_002289.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P13796
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel