

Anti-L1R Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8V4Z7

Artikelnummer: CM0027628

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das L1R-Protein des Affenpockenvirus (Stamm Zaire-96-I-16). Validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit dem immunisierenden Stamm. Geeignet für die Affenpocken-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	L1R Kaninchen pAb
Spezies	Affenpockenvirus Zaire-96-I-16
GeneID	928938
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-152 des L1R-Proteins des Affenpockenvirus Zaire-96-I-16 enthält (NP_536512.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Affenpockenvirus Zaire-96-I-16
SWISS	Q8V4Z7
Proteingewicht	18kDa
Versand	Eistasche