

Anti-L2Hgdh Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H9P8

Artikelnummer: CM0027231

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes L2HGDH (L-2-Hydroxyglutarat-Dehydrogenase), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murineem L2HGDH. Ideal für Forschung zu mitochondrialem Stoffwechsel und Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	L2HGDH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L2HGA; C14orf160; L2HGDH
Spezies	Mensch
Gen-ID	79944
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-220 des humanen L2HGDH (NP_079160.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H9P8
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel