


Anti-L3Mbt11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9Y468

Artikelnummer: CM0029729



Einführung

Dieser Anti-L3MBTL1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper ist für IF/ICC und ELISA validiert und zielt auf humanes L3MBTL1 ab, einen Chromatin-Regulator der Polycomb-Gruppe, der die Transkription durch Erkennung von Histon-Methylierung unterdrückt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	L3MBTL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L3MBTL; ZC2HC3; H-L(3)MBT; dj138B7.3; L3MBTL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26013
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 533-772 von humanem L3MBTL1 (NP_056293.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y468
Proteingewicht	92kDa
Versand	Eisbeutel