

Anti-L3MbtI2 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q969R5

Artikelnummer: CM0015614



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen L3MBTL2, validiert für Western Blot und ELISA. Zielgerichtet gegen humanes L3MBTL2, ein Chromatin-Regulator der Polycomb-Gruppe mit einem Molekulargewicht von 79 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	L3MBTL2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	L3MBT; H-I(3)mbt-I; L3MBTL2
Art	Mensch
GenID	83746
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 486-705 des humanen L3MBTL2 (NP_113676.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q969R5
Proteinmasse	79kDa
Versand	Eisbeutel