


Anti-L3MbtI3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Jm7

Artikelnummer: CM0030927



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen L3MBTL3 (MBT-1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines L3MBTL3. Ideal für Studien zur Notch-Signalgebung, Chromatinregulation und Ubiquitin-Ligase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	L3MBTL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	84456
Gen-ID	84456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-255 von menschlichem L3MBTL3 (NP_115814.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96JM7
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel