


Anti-Lactb Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P83111

Artikelnummer: CM0030165



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LACTB, eine mitochondriale Protease und Tumorsuppressor. Empfohlen für WB und ELISA; kreuzreagiert mit humanen und murinen Proben. Ideal für mitochondriale Biologie und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LACTB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G24; MRPL56; LACTB
Spezies	Human
GeneID (Human)	114294
GeneID	114294
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 120-290 von humanem LACTB (NP_116246.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P83111
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel