


Anti-Lactb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P83111

Artikelnummer: CM0023935



Einführung

Anti-LACTB Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P83111) validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegen Human, Maus, Ratte. Ziel ist die mitochondriale Serinprotease und Tumorsuppressor LACTB; ideal für Krebs- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LACTB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LACTB; G24; MRPL56; Lactamase beta
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	114294
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 116-255 von humanem LACTB (NP_116246.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P83111
Protein-Gewicht	41kDa/60kDa
Versand	Kühltasche