

Anti-Lactyl-Histon H4 (K5) Kaninchen Polyklonaler Antikörper (P62805) Für Wb, Db, Elisa

Artikelnummer: CM0000074



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen lactyliertes Histon H4 an Lysin 5 (K5-Lactylierung) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot, Dot Blot und ELISA-Anwendungen in menschlichen, murinen und Rattenproben mit vorhergesagter breiter Kreuzreaktivität. UniProt P62805.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Milchsäure -Histon H4-K5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Milchsäure -Histon H4-K5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8370
GenID	8359
Immunogen	Ein synthetisches lactyliertes Peptid rund um K5 von menschlichem Histon H4 (NP_003539.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel