


Anti-Lactyl-Histone H4 (Lys5) Kaninchen Monoklonaler Antikörper (P62805) Für Wb, Ihc-P, Elisa

Artikelnummer: CM0000095



Einführung

Dieser kaninchen monoklonale Antikörper erkennt spezifisch das lactylierte Lysin 5 des menschlichen Histons H4 (SWISS P62805). Validiert für WB, IHC-P und ELISA ist er ein unverzichtbares Werkzeug für epigenetische und Chromatin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)