

Anti-Ladinin-1 (Lad1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O00515

Artikelnummer: CM0021690

Einführung

Validierter LAD1-Kaninchen-Polyklonalantikörper für Western Blotting und ELISA, mit Reaktivität gegen humane, murine und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der Basalmembran und der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LadA; LAD1
Spezies	Human
GeneID (human)	3898
GeneID	3898
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-200 des humanen LAD1 (NP_005549.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00515
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel