


Anti-Lag3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P18627

Artikelnummer: CM0025217



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LAG3 (CD223), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte; geeignet für Immun-Checkpoint-Studien und Krebs-Immuntherapieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAG3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD223; LAG3
Spezies	Human
GeneID (Human)	3902
GeneID	3902
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-170 von humanem LAG3 (NP_002277.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P18627
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eistasche