

Anti-Lair1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Gtx8

Artikelnummer: CM0017448



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LAIR1 (CD305), validiert für WB und ELISA. Ziel ist ein hemmender Immunrezeptor auf NK-, B- und T-Zellen. Geeignet für Anwendungen in der Immunologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAIR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD305; LAIR-1; LAIR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3903
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 22-163 von humanem LAIR1 (NP_002278.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6GTx8
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel