

Anti-Lair2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q6Iss4

Artikelnummer: CM0014654

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LAIR2 (CD306), geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Leukozyten und Immunrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAIR2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD306; LAIR2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3904
GeneID	3904
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-120 des humanen LAIR2 (NP_002279.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6ISS4
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku