


Anti-Lalba Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00709

Artikelnummer: CM0027115



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LALBA (Alpha-Lactalbumin). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur Laktosesynthese und die Biologie der Brustdrüse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LALBA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LYZG; HAMLET; LALBA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3906
GenID	3906
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-142 von humanem LALBA (NP_002280.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P00709
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel