

Anti-Lama4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16363

Artikelnummer: CM0014269

Einführung

Der LAMA4 Kaninchen-Polyklonale Antikörper detektiert spezifisch die humane Laminin-Untereinheit Alpha-4 (203 kDa) in WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Untersuchung von Laminin-vermittelter Zelladhäsion, embryonaler Entwicklung und Biologie der Basalmembran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAMA4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LAMA3; CMD1Jj; LAMA4*-1; LAMA4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3910
GenID	3910
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16363
Proteingewicht	203 kDa
Versand	Eisbeutel