

Anti-Lamb3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13751

Artikelnummer: CM0013247

Einführung

LAMB3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (pAb), validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegen Human und Ratte. Ziel: Laminin-Untereinheit Beta-3, ein Glykoprotein der Basalmembran, das an der Zelladhäsion beteiligt ist. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAMB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AI1A; LAM5; JEB1A; JEB1B; LAMNB1; BM600-125KDA; LAMB3
Spezies	Human
Gen-ID	3914
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 762-1004 von humanem LAMB3 (NP_000219.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q13751
Proteingewicht	130kDa
Versand	Eistasche