

Anti-Lambda-Leichtkette Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01701

Artikelnummer: CM0003015

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IGLV1-51 (variable Region der Lambda-Leichtkette). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Immunglobulin-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lambda-Leichtkette Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	V1-19; IGLV151; Lambda-Leichtkette
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	28820
Gen-ID	28820
Immunogen	Rekombinantes Protein (Aminosäuren 1-117 der humanen Lambda-Leichtkette, SWISS: P01701)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01701
Proteinmasse	12 kDa
Versand	Eiskühlung