


Anti-Lamc1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11047

Artikelnummer: CM0006376



Einführung

LAMC1 kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität bei Mensch, Maus, Ratte. Laminin-Untereinheit Gamma-1 ist an Zelladhäsion und Basalmembranbildung beteiligt. Ideal für die entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAMC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LAMB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3915
Gen-ID	3915
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1030-1275 des menschlichen LAMC1 (NP_002284.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11047
Proteinmasse	178 kDa
Versand	Eisbeutel