


Anti-Lamc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P Und Elisa - P11047

Artikelnummer: CM0013635



Einführung

Hochwertiger Anti-LAMC1-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit der Laminin-Gamma-1-Untereinheit von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix und der Basalmembran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAMC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LAMB2; LAMC1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3915
GeneID	3915
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11047
Protein-Gewicht	178kDa
Versand	Eistasche