

Anti-Lamc2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13753

Artikelnummer: CM0011330

Einführung

LAMC2 Kaninchen-mAk erkennt spezifisch die menschliche Laminin-Untereinheit Gamma-2 in WB, IF/ICC und ELISA. Rekombinanter monoklonaler Antikörper mit einer Bande bei 131 kDa. Ideal für Untersuchungen zur extrazellulären Matrix und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAMC2 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3918
Gen-ID	3918
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 746-860 von menschlichem LAMC2 (NP_005553.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13753
Proteingewicht	131kDa
Versand	Eisbeutel