

Anti-Lamc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q13753

Artikelnummer: CM0020752

Einführung

Anti-LAMC2 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western Blot, IF/ICC, IF-P und ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte; zielt auf Laminin-Untereinheit Gamma-2, eine Komponente der Basalmembran, die an Zelladhäsion und Zellstreuung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAMC2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2; LAMC2
Spezies	Human
GenID	3918
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 746-860 von humanem LAMC2 (NP_005553.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13753
Proteingewicht	131kDa
Versand	Eisbeutel