

Anti-Lamin-A/C-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P02545

Artikelnummer: CM0017205



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Lamin A/C (74 kDa, P02545). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP und ELISA. Erkennt Lamin A/C in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der Kernlamina und von Laminopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lamin A/C Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4000
GeneID	4000
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 400-500 des humanen Lamin A/C (NP_733821.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02545
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku