

## Anti-Lamin A/C Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P02545

Artikelnummer: CM0016934



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Lamin A/C gerichtet ist und für Western Blot, Immunzytochemie, Immunhistochemie, Chromatin-Immunpräzipitation und ELISA geeignet ist. Erkennt menschliche, murine und rattige Spezies. Ideal für Untersuchungen der Struktur der Kernlamina, der Chromosomendynamik und der Mechanismen von Laminopathien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Lamin A/C Kaninchen pAb                                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                   |
| Gen-ID (Mensch)   | 4000                                                                                                                                     |
| Gen-ID            | 4000                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 403-572 von menschlichem Lamin A/C (NP_733821.0) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                      |
| SWISS             | P02545                                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 74 kDa                                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                |