

## Anti-Lamin B1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P20700

Artikelnummer: CM0023094



### Einführung

Lamin B1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP Anwendungen. Erkennt Humanes, Maus-, Ratten-Lamin B1. Ideal für die Untersuchung der Kernlamina-Architektur und Chromatinorganisation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Lamin B1 Kaninchen pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26; Lamin B1                                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                           |
| Gen-ID (Human)    | 4001                                                                                                                            |
| Gen-ID            | 4001                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 397-586 von humanem Lamin B1 (NP_005564.1) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | P20700                                                                                                                          |
| Protein-Gewicht   | 66kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |